

MEM/NEAA Solução 100X
Non - Essential Amino Acids, 100 X concentrado
Código: BR30238.01: 100 mL

Instruções de Uso

1. Descrição

MEM Non-Essential Amino Acids (MEM/NEAA) é um suplemento para meio de cultivo de células. Sua aplicação é principalmente para incrementar o crescimento e viabilidade celular. MEM NEAA é formulado na concentração 100X, para ser utilizado na concentração final desejada para uso em cada protocolo de cultura.

	100 X
Descrição	g/L
L-Alanine (USP)	0.89
L-Asparagine H ₂ O (FCC)	1.50
L-Aspartic Acid (FCC)	1.33
L-Glutamic Acid (FCC)	1.47
Glycine (USP)	0.75
L-Praline (USP)	1.15
L-Serine (USP)	1.05

2. Armazenamento

Entre 2°C e 8°C.

3. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **MEM/NEAA** por ela revendidos contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

4. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA- CRBM 20.951/1

5. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br