

MEIO EBSS
Solução EBSS/Sais balanceados de Earle
Código: BR30014-05

Instruções de Uso

1. Descrição

Solução balanceada composta de sais enriquecidos, utilizada em meios de cultura *in vitro*.

2. Indicação

Destina-se ao enriquecimento nos meios de cultura de células humanas e de outros animais.

3. Armazenamento

Estocar o meio líquido entre 2° a 8°C.

Se essas condições não forem mantidas poderão ser observadas alterações do tipo:

1. Mudanças de cor,
2. Granulações,
3. Insolubilidade,
4. Alteração de pH,
5. Incapacidade de manter a integridade celular sob condições normais

COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO EBSS

Componentes:	mg/L
Cloreto de Sódio	6.570,00
Fosfato de Sódio monobásico.H ₂ O	140,00
Cloreto de Potássio	390,00
Sulfato de Magnésio	90,00
Cloreto de Cálcio	190,00
D-Glicose	970,00
Vermelho de Fenol	10,00
Bicarbonato de Sódio	2.200,00

4. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **MEIO EBSS** por ela revendidos contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

5. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA- CRBM 20.951/1

6. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br

sac@novabiotecnologia.com.br